

Avance en lipectomía abdominal

LOS PROCEDIMIENTOS en cirugía plástica utilizados por el doctor Mario Germán Arcila permiten olvidarse de la aguja y el hilo.

Por siglos la cirugía estuvo ligada al uso de la aguja y el hilo, porta-agujas y la pinza. Esta tríada inseparable se constituyó en la manera de suturar las heridas, acompañando a los cirujanos generación tras generación y siendo una especie de 'marca registrada' que ponderaba o condenaba la reputación de estos profesionales.

Hoy, gracias a la sutura mecánica intradérmica absorbible, Insoorb, implementada en la Clínica Dermoplástica, que consiste en insertar pequeñas grapas absorbibles debajo de la piel, con absoluta precisión y simetría en tan sólo un par de minutos, el hilo y la aguja quedaron atrás.

Entre las ventajas de este novedoso procedimiento está el acortamiento del tiempo quirúrgico y anestésico, además de dejar una cicatriz nítida e imperceptible.

De esta forma, el doctor Mario Germán Arcila de la Clínica Dermoplástica elimina la necesidad de quitar los molestos puntos que en ocasiones se vuelven un calvario, tanto para pacientes como cirujanos.

"Las grapas subdérmicas comienzan a hidratarse y se absorben por sí solas en pocas semanas", aseguró Arcila.

La tecnología Vaser, también utilizada en Dermoplástica, permite llevar a cabo lipos menos traumáticas.

A través de la emulsión de la grasa antes de extraerla, el proceso de extracción es mucho más fácil y evita que se lesionen los tejidos y vasos sanguíneos del paciente.

Además, el Vaser acorta el proceso de recuperación y permite realizar lipos de alta definición al permitir el paso del transductor de manera subdérmica sin lesionar la piel.

De acuerdo con el doctor Arcila, este procedimiento permite una máxima retracción de piel, evitando la flacidez y permitiendo una adaptación perfecta al contorno corporal.

Lipoabdominoplastia asistida por Vaser e Insoorb

Con la aplicación de las tecnologías Vaser e Insoorb utilizadas en la Clínica Dermoplástica es posible resolver en un solo tiempo quirúrgico las necesidades de lipoescultura y lipectomía abdominal en un paciente, permitiendo adelgazar el colgajo abdominal (piel del abdomen superior que va a

OTRAS APLICACIONES

■ Las tecnologías utilizadas en la Clínica Dermoplástica son de gran utilidad en todo el ámbito de la cirugía plástica con muy buenos resultados en reducción mamaria con menores cicatrices, cirugía facial al permitir disecciones menos traumáticas, con un campo operatorio más libre de sangrado y una mejor adaptación de la piel a la estructura ósea facial.

■ También se logra manejar lipos de papada y cuello de gran volumen con una muy buena retracción de la piel evitando el 'cuello de pavo'.

■ En el ámbito de la cirugía post-bariátrica es tal vez donde mayor impacto va a tener la implementación del Vaser e Insoorb, según el doctor Arcila, ya que permitirá acortar drásticamente el tiempo operatorio y combatir de manera más eficiente la gran flacidez abdominal.

■ En cirugía general sea abdominal o torácica, al igual que cualquier procedimiento que utilice la piel como vía de acceso y desee realizar este acto con precisión y pulcritud en unos pocos segundos, el Vaser e Insoorb es la tecnología más adecuada.

ser estirada) en el mismo acto quirúrgico.

Asimismo, se facilita la disección quirúrgica y se disminuye de manera notoria el sangrado intraoperatorio, pues el 93% de lo aspirado con Vaser es grasa.

"Al facilitarse la disección quirúrgica se puede descender más el colgajo abdominal, evitando remontar el pubis lo que genera un agrandamiento y exposición del vello púbico", explicó Arcila.


El doctor Arcila explica que se facilita entonces la realización del proceso de liposelección del contorno corporal permitiendo el tratamiento de caderas y espalda, de toda la unidad estética del torso incluyendo el manejo de los glúteos.

Esta tecnología es aplicable tanto a hombres como mujeres de piel blanca o negra y requiere de un período de recuperación más corto, es decir de 8 a 10 días.


Al igual que menos dolor e inflamación de las áreas operadas y un mejor nivel de hemoglobina para que la personas enfrente mejor el postoperatorio.

"El Vaser e Insoorb facilitan al paciente la decisión de operarse, dejando atrás los mitos que sobre la lipectomía existen en cuanto a dolor, incapacidad y cicatriz", concluyó Arcila.

Resultados de la lipectomía



Antes



Después



Antes



Después

Estos son los equipos



BENEFICIOS

- Elimina la necesidad de dos intervenciones.
- Disminuye el tiempo quirúrgico y anestésico.
- Mejora los resultados estéticos del torso y el abdomen.
- Niveles de hemoglobina más altos en el postoperatorio.
- Aumento del volumen y la calidad de grasa extraída (no agua/sangre).
- Cicatriz con mejor aspecto.
- Se puede modular la ubicación de la cicatriz a gusto del paciente.
- Menos tiempo de recuperación.
- Perfecta adaptación de la piel estirada al nuevo molde corporal que se ha esculpido.

DATO CLAVE

■ Para mayor información comuníquese con La Clínica Dermoplástica al 3313121 o al 3330981. www.dermoplastica.com.co